

東京都協自主検査による残留放射能測定結果一覧

(11月30日 ~ 12月4日)

■12月30日に宅配便でお届けする「おせち」12品目を検査しました。■新商品「ライスミルク」は国産米を使ったノンコレステロール飲料です。牛乳・豆乳ではありません。

*印の野菜は青果ボックスにもセットされております。■印は年末年始関連商品です。

放射性セシウム(ヨウ素131):全品「検出せず」

No.	分類	検査日	検体名	県名 魚:水域	測定機器 (Ge/NaI)	放射性セシウム		検出限界値 (Bq/Kg)
						セシウム134	セシウム137	
1	肉	2015/12/2	かぞの豚ロースしゃぶしゃぶ用	埼玉県、群馬県	Ge	検出せず	検出せず	1
2	肉	2015/12/2	八千代牛切落とし(分包)	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
3	水産	2015/12/2	北海道産真ほっけごま塩干し	北海道	Ge	検出せず	検出せず	1
4	水産	2015/12/2	あさり生むき身(冷凍)	千葉県、東京都、神奈川県	Ge	検出せず	検出せず	1
5	水産	2015/12/3	三陸産 吉次煮付け用	三陸	Ge	検出せず	検出せず	1
6	水産	2015/12/2	秋鮭の甘酢あんかけ	国産	NaI	検出せず		10
7	水産	2015/12/2	フライパンでできるあじポテト焼	国産	NaI	検出せず		10
8	水産	2015/12/2	骨まで丸ごと甘酢味(さば)	国産	NaI	検出せず		10
9	水産	2015/12/2	たらばがりにこのかにすき鍋セット	ロシア	NaI	検出せず		10
10	水産	2015/12/2	金華さばの長寿味噌漬	宮城県	NaI	検出せず		10
11	水産	2015/12/3	さんまのサクサク竜田揚げ	国産	NaI	検出せず		10
12	野菜	2015/11/30	有機短大根*	茨城県	Ge	検出せず	検出せず	1
13	野菜	2015/11/30	有機じゃがいも(きたあかり)*	北海道	Ge	検出せず	検出せず	1
14	野菜	2015/11/30	有機里いも	茨城県	Ge	検出せず	検出せず	1
15	野菜	2015/11/30	無農薬ブロッコリー*	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
16	野菜	2015/11/30	有機玉ねぎ*	北海道	Ge	検出せず	検出せず	1
17	野菜	2015/11/30	有機長ねぎ*	茨城県	Ge	検出せず	検出せず	1
18	野菜	2015/11/30	有機小松菜*	群馬県	Ge	検出せず	検出せず	1
19	野菜	2015/12/1	有機れんこん	佐賀県	Ge	検出せず	検出せず	1
20	野菜	2015/12/1	大根(くらま大根)	埼玉県	Ge	検出せず	検出せず	1
21	野菜	2015/12/1	紅芯大根	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
22	野菜	2015/12/1	原木栽培生しいたけB品	茨城県	Ge	検出せず	4.0	1
23	野菜	2015/12/1	原木栽培生しいたけB品	静岡県	Ge	検出せず	2.7	1
24	果物	2015/12/3	タヤン農協バナナ(ホームトン)	タイ	Ge	検出せず	検出せず	1
25	果物	2015/12/4	サンタマルバナナ(キャベンディッシュ種)	コロンビア	Ge	検出せず	検出せず	1
26	果物	2015/12/4	有機みかん	愛媛県	Ge	検出せず	検出せず	1
27	果物	2015/12/4	福岡自然農園のみかん	愛媛県	Ge	検出せず	検出せず	1
28	卵	2015/12/2	産直たまご	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
29	卵	2015/12/2	産直平飼いたまご	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
30	卵	2015/12/2	ひたち野 穂の香卵	茨城県	Ge	検出せず	検出せず	1
31	牛乳	2015/12/1	八千代牛乳	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
32	米	2015/12/3	2015年産 魚沼コシヒカリ(十日町)棚田米(わかば):登録	新潟県	Ge	検出せず	検出せず	1
33	米	2015/12/3	2015年産 北海道ななつぼし(ながめま):登録	北海道	Ge	検出せず	検出せず	1
34	米	2015/12/4	2015年産 無洗米熊本森のくまさん(わかば)	熊本県	Ge	検出せず	検出せず	1
35	冷蔵	2015/12/1	八千代プレーンヨーグルト	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
36	冷蔵	2015/12/1	■田作り	千葉県	Ge	検出せず	2.1	1
37	冷蔵	2015/12/3	■なます漬	国産	Ge	検出せず	検出せず	1
38	冷蔵	2015/11/30	東都たまごプリン(徳用)	国産	NaI	検出せず		10
39	冷蔵	2015/11/30	塩焼そば(粉末ソース付)	国産	NaI	検出せず		10
40	冷蔵	2015/11/30	愛媛八幡浜鯛入りちくわ	国産	NaI	検出せず		10
41	冷蔵	2015/12/1	徳用丹波黒豆	国産	NaI	検出せず		10
42	冷蔵	2015/12/1	鈴廣伊達巻	国産	NaI	検出せず		10
43	冷蔵	2015/12/1	■国産栗あん栗きんとん	国産	NaI	検出せず		10
44	冷蔵	2015/12/1	切れてるちぎるだけの板こんに	国産	NaI	検出せず		10
45	冷蔵	2015/12/1	■かぶら寿し(お試し規格)	国産	NaI	検出せず		10
46	冷蔵	2015/12/1	■霞ヶ浦産わかさぎ・小海老佃煮セット	茨城県	NaI	検出せず		10
47	冷蔵	2015/12/2	高尾生芋玉こんにやく(たれ付)	国産	NaI	検出せず		10
48	冷凍	2015/12/1	東都野菜菜とららの焼おにぎり	国産	NaI	検出せず		10
49	冷凍	2015/12/2	生姜が香る国産豚の釜炊きピラフ	国産	NaI	検出せず		10
50	冷凍	2015/12/2	■銀座花螺 和洋三段重 慶福	国産	NaI	検出せず		10
51	冷凍	2015/12/2	■銀座花螺 和洋三段重 謹賀	国産	NaI	検出せず		10
52	冷凍	2015/12/3	明星 肉味噌からめうどん	国産	NaI	検出せず		10
53	冷凍	2015/12/3	東都中華ちまき	国産	NaI	検出せず		10
54	冷凍	2015/12/3	東都ピーマン入れたらチンジャオロース(国産牛)	国産	NaI	検出せず		10
55	冷凍	2015/12/3	若鶏の三色巻き	国産	NaI	検出せず		10
56	冷凍	2015/12/3	若鶏フライパン焼(マヨネーズ風味)	国産	NaI	検出せず		10
57	冷凍	2015/12/3	れんこんコロッケボール	国産	NaI	検出せず		10
58	冷凍	2015/12/3	■赤坂あじさい「彩華」	国産	NaI	検出せず		10
59	冷凍	2015/12/3	■京都鴨川畔「佐々木」三段重	国産	NaI	検出せず		10
60	冷凍	2015/12/4	■和風三段重「祝春華」	国産	NaI	検出せず		10
61	冷凍	2015/12/4	■割烹料亭千賀 迎春おせち 天寿干	国産	NaI	検出せず		10
62	冷凍	2015/12/4	■割烹料亭千賀 迎春おせち 吉寿干	国産	NaI	検出せず		10
63	冷凍	2015/12/4	■割烹料亭千賀 迎春おせち 舞干	国産	NaI	検出せず		10
64	冷凍	2015/12/4	■和洋中四段重「絢爛」	国産	NaI	検出せず		10
65	冷凍	2015/12/4	■京都 祇園岩元 おせち 京金華	国産	NaI	検出せず		10
66	冷凍	2015/12/4	■永平寺 豆腐創作料理「華家」のおせち	国産	NaI	検出せず		10
67	冷凍	2015/12/4	■中華おせち三段重「牡丹」	国産	NaI	検出せず		10
68	常温	2015/12/3	あなたの香ばし麦茶(ペットボトル)	国産	Ge	検出せず	検出せず	1
69	常温	2015/12/3	ライスミルク	国産	Ge	検出せず	検出せず	1
70	常温	2015/11/30	東都五目釜めしの素	国産	NaI	検出せず		10
71	常温	2015/11/30	高知県産竹の子土佐煮	高知県	NaI	検出せず		10
72	常温	2015/11/30	■須木栗(栗甘露煮)	宮城県	NaI	検出せず		10
73	常温	2015/11/30	有機みりん風味調味料	国産	NaI	検出せず		10
74	常温	2015/11/30	有機純米料理酒(加塩)	国産	NaI	検出せず		10
75	菓子	2015/12/4	千葉県八街産から付落花生(千葉半立)	千葉県	Ge	検出せず	1.0	1
76	菓子	2015/11/30	国産小麦食パン	国産	NaI	検出せず		10
77	菓子	2015/12/1	スポンジケーキ白6号	国産	NaI	検出せず		10
78	菓子	2015/12/3	国産小麦粉で作ったベーグル クランベリー	国産	NaI	検出せず		10

基準値	対 象		放射性セシウム
	一般食品		100
	牛乳		50
	乳児用食品		50
	飲料水		10

※単位は全てベクレル/Kg
 ※検出器毎の測定条件、放射性セシウムの検出限界値、測定結果の記載形式はつぎのとおりです、
 < Ge > :ゲルマニウム半導体検出分析機
 検体重量:(原則として)1Kg、測定時間:4000秒、検出限界値:1ベクレル/Kg程度、記載形式:セシウム134と137を別々に記載。
 < NaI > :NaIシンチ検出分析機
 検体重量:(原則として)1Kg、測定時間:3600秒、検出限界値:10ベクレル/Kg程度、記載形式:セシウム134と137の合算値を記載。