

東都生協自主検査による残留放射能測定結果一覧

(8月17日～8月21日)

■9月2回からお届けする「(鮮)戻りかつおわら焼きたき(タレ付)」(宮城県)の事前検査をおこないました。■「morinaga MOW3」は国産の乳製品・砂糖・卵黄だけで作った生協仕様のアイスクリームです。

放射性ヨウ素(ヨウ素131):全品「検出せず」

No.	分類	検査日	検体名	県名 魚:水域	測定機器 (Ge/NaI)	放射性セシウム		検出限界値 (Bq/Kg)
						セシウム134	セシウム137	
1	肉	2015/8/19	かぞの豚モモ・バラ切落し	埼玉県、群馬県	Ge	検出せず	検出せず	1
2	肉	2015/8/19	八千代牛小間切	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
3	肉	2015/8/19	霧島黒豚モモひとくち麦味噌焼	宮城県	NaI	検出せず	検出せず	10
4	肉	2015/8/19	八千代牛スタミナ漬	千葉県	NaI	検出せず	検出せず	10
5	水産	2015/8/18	(鮮)戻りかつおわら焼きたき(タレ付)	宮城県	Ge	検出せず	検出せず	1
6	水産	2015/8/20	塩さんま	北海道沖、三陸沖	Ge	検出せず	検出せず	1
7	水産	2015/8/20	宮城県産塩さば切身(厚切)	宮城県	Ge	検出せず	検出せず	1
8	水産	2015/8/20	東都本まぐろ入り上ねぎとろ井用(たれ付)	スペイン、韓国、フィリピン、日本、他	Ge	検出せず	検出せず	1
9	水産	2015/8/19	三陸・宮古の真いかぶっかけ丼	三陸	NaI	検出せず	検出せず	10
10	水産	2015/8/19	やりいか粕漬	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
11	水産	2015/8/20	北海七鮮漬	北海道	NaI	検出せず	検出せず	10
12	水産	2015/8/20	漁師のまぐろ丼	日本、韓国、他	NaI	検出せず	検出せず	10
13	水産	2015/8/20	天然真鯛西京漬	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
14	水産	2015/8/20	近海無着色明太子(ばらこ)	北海道	NaI	検出せず	検出せず	10
15	野菜	2015/8/17	徳用ブルーミキゅり	福島県	Ge	検出せず	検出せず	1
16	野菜	2015/8/17	有機にんじん(洗い)	青森県	Ge	検出せず	検出せず	1
17	野菜	2015/8/17	にがうり	埼玉県	Ge	検出せず	検出せず	1
18	野菜	2015/8/17	高原キャベツ	長野県	Ge	検出せず	検出せず	1
19	野菜	2015/8/17	ミニ冬瓜	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
20	野菜	2015/8/17	ししとう	茨城県	Ge	検出せず	検出せず	1
21	野菜	2015/8/17	有機小松菜	群馬県	Ge	検出せず	検出せず	1
22	野菜	2015/8/18	モロッコいんげん	山梨県	Ge	検出せず	検出せず	1
23	野菜	2015/8/20	長ねぎ	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
24	野菜	2015/8/20	長ねぎ	埼玉県	Ge	検出せず	検出せず	1
25	野菜	2015/8/21	有機おかひじき	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
26	野菜	2015/8/21	こねぎ	静岡県	Ge	検出せず	検出せず	1
27	果物	2015/8/21	桃(あかつきほか)	山形県	Ge	検出せず	検出せず	1
28	果物	2015/8/21	ぶどう(巨峰)	山梨県	Ge	検出せず	検出せず	1
29	果物	2015/8/21	梨(幸水)	茨城県	Ge	検出せず	検出せず	1
30	卵	2015/8/19	産直たまご	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
31	卵	2015/8/19	産直平飼いたまご	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
32	卵	2015/8/19	ひたち野 穂の番卵	茨城県	Ge	検出せず	検出せず	1
33	牛乳	2015/8/18	八千代牛乳	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
34	米	2015/8/21	2014年産 金芽ロウカット玄米長野コシヒカリ	長野県	Ge	検出せず	検出せず	1
35	冷蔵	2015/8/18	八千代プレーンヨーグルト	千葉県	Ge	検出せず	検出せず	1
36	冷蔵	2015/8/18	のむデンマークヨーグルト	福島県	Ge	検出せず	検出せず	1
37	冷蔵	2015/8/18	きのこサラダ	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
38	冷蔵	2015/8/18	塩焼そば(粉末ソース付)	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
39	冷蔵	2015/8/18	愛媛八幡浜じゃこ天ぷら	愛媛県	NaI	検出せず	検出せず	10
40	冷蔵	2015/8/18	東都惣菜屋さん 具だくさんうの花	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
41	冷蔵	2015/8/19	みそ田楽(みそたれ付)	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
42	冷蔵	2015/8/19	国産きのこはんの素	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
43	冷蔵	2015/8/19	いわしのおかか煮	千葉県	NaI	検出せず	検出せず	10
44	冷蔵	2015/8/19	かつお生姜煮	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
45	冷凍	2015/8/19	morinaga MOW3	国産	Ge	検出せず	検出せず	1
46	冷凍	2015/8/20	北海道産パンパンキンサラダ	北海道	NaI	検出せず	検出せず	10
47	冷凍	2015/8/20	ガーリックピラフ	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
48	冷凍	2015/8/20	東都春巻	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
49	冷凍	2015/8/20	若鶏レバーうま煮	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
50	冷凍	2015/8/21	若鶏のチーズカツカツ(トマトソース付)	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
51	冷凍	2015/8/21	コロちゃんコロッケ	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
52	冷凍	2015/8/21	とり南蛮(タルタルソース付き)	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
53	冷凍	2015/8/21	ごま味噌チキン	九州	NaI	検出せず	検出せず	10
54	冷凍	2015/8/21	バクバク大学羊	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
55	冷凍	2015/8/21	きのこ野菜のバター醤油焼うどん	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
56	冷凍	2015/8/21	ニラともやしでレバニラ炒め	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
57	冷凍	2015/8/21	えびしゅうまい	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
58	常温	2015/8/18	北海道産豆100%食塩無添加ミックスビーンズ	北海道	Ge	検出せず	検出せず	1
59	常温	2015/8/18	北海道産食塩無添加スイートコーン(パウチ)	北海道	Ge	検出せず	検出せず	1
60	常温	2015/8/19	野菜ジュース3種セット	国産	Ge	検出せず	検出せず	1
61	常温	2015/8/20	国産温州みかん100(ブリックタイプ)	国産	Ge	検出せず	検出せず	1
62	常温	2015/8/20	緑茶(ペットボトル)	国産	Ge	検出せず	検出せず	1
63	常温	2015/8/17	吉野葛そうめん	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
64	常温	2015/8/17	東都ノンオイルライトツナフレック缶	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
65	常温	2015/8/17	さんまみぞれ煮缶	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
66	常温	2015/8/17	オイルサーディン缶	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
67	常温	2015/8/17	北海道産焼鮭あらほぐし	北海道	NaI	検出せず	検出せず	10
68	常温	2015/8/17	レモスコ	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
69	常温	2015/8/17	美味しいガーリックツナ缶	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
70	常温	2015/8/17	中村屋玉ねぎと6種野菜のトマト仕立てスープ	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
71	常温	2015/8/17	オイスターソース	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
72	常温	2015/8/18	美味しいまぐろ醤油煮缶(鰹節入)	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
73	菓子	2015/8/18	国産小麦食パン	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
74	菓子	2015/8/18	全粒粉パン	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
75	菓子	2015/8/18	スコーン クランベリー	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
76	菓子	2015/8/18	わらび餅	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
77	菓子	2015/8/19	おとうふどーなつ	国産	NaI	検出せず	検出せず	10
78	菓子	2015/8/20	東都たい焼き	国産	NaI	検出せず	検出せず	10

基準値	対 象		放射性セシウム
	一般食品		100
	牛乳		50
	乳児用食品		50
	飲料水		10

※単位は全てベクレル/Kg
 ※検出器毎の測定条件、放射性セシウムの検出限界値、測定結果の記載形式はつぎのとおりです、
 < Ge : ゲルマニウム半導体検体分析機 >
 検体重量: (原則として)1Kg、測定時間:4000秒、検出限界値:1ベクレル/Kg程度、記載形式:セシウム134と137を別々に記載。
 < NaI : NaIシンチ検体分析機 >
 検体重量: (原則として)1Kg、測定時間:3600秒、検出限界値:10ベクレル/Kg程度、記載形式:セシウム134と137の合算値を記載。